

Zrób Sobie Krem
Kochanowskiego 18A,
59-230 Prochowice
NIP: 1181638734

Cynkowy kwas hialuronowy

Data przydatności/Numer partii: 03.2028r.

Nazwa produktu: Cynkowy kwas
hialuronowy

Nazwa INCI: Zinc Hydrolyzed Hyaluronate

Skład	INCI	CAS	Zawartość [%]
Cynkowy kwas hialuronowy	Zinc Hydrolyzed Hyaluronate	-----	100%

Parametr	Specyfikacja	Wynik
Wygląd	Biały lub prawie biały proszek lub granulki	Zgodny
Absorpcja w podczerwieni (IR)	Pozytywna	Zgodny
Reakcja cynku	Pozytywna	Zgodny
Przezroczystość	≥ 99,0%	99,7%
pH	6,0–7,5	6,3
Lepkość właściwa (Intrinsic Viscosity)	≤ 2,86 dL/g	0,96 dL/g
Masa cząsteczkowa	≤ 100 kDa	24,6 kDa
Strata przy suszeniu	≤ 15,0%	8,19%
Zawartość cynku	5,0–8,0%	6,4%
Metale ciężkie	≤ 10 ppm	< 10 ppm
Zawartość sodu	≤ 2,0%	1,3%
Białko	≤ 0,1%	0,03%
Zawartość hialuronianu cynku	≥ 95,0%	95,3%
Zawartość kwasu glukuronowego	≥ 44,9%	45,0%
Ogólna liczba bakterii	≤ 100 CFU/g	< 10 CFU/g
Drożdże i pleśnie	≤ 20 CFU/g	< 10 CFU/g
Escherichia coli	Ujemny	Ujemny
Staphylococcus	Ujemny	Ujemny
Pseudomonas aeruginosa	Ujemny	Ujemny

Warunki przechowywania: przechowywać w suchym miejscu, w szczelnych, odpornych na światło pojemnikach, najkorzystniej w temperaturze 10-20°C

Certyfikat analizy



Świadectwo wykonano na podstawie certyfikatu dostawcy i jest ono zgodne ze specyfikacją.

Dane zawarte w niniejszym świadectwie opracowane zostały na podstawie certyfikatów i norm jakościowych dostawców lub producentów i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę po dostawie.

zrobsobiekrem.pl



Telefon:
518358020



Mail:
zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl